

Pdc Lapin Pab - P20941

Numéro d'article: CM0017184

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Phosducin (PDC) validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Reconnaît le PDC humain, de souris et de rat. Immunogène recombinant correspondant aux acides aminés 1-246 du PDC humain. Idéal pour la recherche sur la transduction visuelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDC Lapin pAb
Remarques/Alias	PHD; MEKA; PhLP; PhLOP; PDC
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5132
GeneID	5132
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-246 du PDC humain (NP_002588.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P20941
Poids de la protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace