

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pde11A Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hcr9

Numéro d'article: CM0023679

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PDE11A validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté pour l'étude de l'hydrolyse de l'AMPc/GMPc et de la transduction de signal dans des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-PDE11A
Remarques / Alias	PPNAD2; PDE11A
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	50940
Identifiant du gène	50940
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 712-933 de la PDE11A humaine (NP_058649.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9HCR9
Poids moléculaire de la protéine	105 kDa
Expédition	Sachet isotherme