


Panticorps De Lapin Pde6G Pour Wb, If/Icc, Elisa - P18545

Numéro d'article: CM0019535



Introduction

CamelBio fournit des panticorps de lapin PDE6G, un anticorps polyclonal validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte le PDE6G humain, souris et rat, la sous-unité inhibitrice de la phosphodiesterase cGMP des bâtonnets impliquée dans la phototransduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Panticorps de lapin PDE6G
Remarques/Alias	PDEG; RP57; PDE6G
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5148
GeneID	5148
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-87 du PDE6G humain (NP_002593.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18545
Poids de la protéine	10 kDa
Expédition	Sac de glace