

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pdha2 (Wb, If/Icc, Elisa) - P29803

Numéro d'article: CM0027814

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PDHA2 humain (sous-unité alpha du pyruvate déshydrogénase spécifique du testicule, 43kDa, SWISS P29803). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude du métabolisme mitochondrial et de la spermatogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PDHA2 Lapin pAb
Remarques/Alias	PDHAL; SPGF70; PDHA2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5161
ID de Gène	5161
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 119-388 du PDHA2 humain (NP_005381.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29803
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace