

Pdhx Lapin Pab Pour Wb, Ip, Elisa - 000330

Numéro d'article: CM0027208



Introduction

PDHX Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour WB, IP et ELISA. Il détecte la PDHX humaine, souris et rat, une protéine mitochondriale essentielle pour l'assemblage du complexe pyruvate déshydrogénase et le métabolisme énergétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PDHX Lapin pAb
Remarques / Alias	E3BP; OPDX; PDX1; proX; DLDBP; PDHxD; PDHX
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8050
GeneID	8050
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00330
Poids protéique	54kDa
Expédition	Sac de glace