

Anticorps Polyclonal De Lapin Pdk4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q16654

Numéro d'article: CM0028757



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PDK4 validé pour le Western blotting, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte le PDK4 humain, de souris et de rat, une kinase mitochondriale régulant le métabolisme du glucose et des acides gras.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PDK4 Lapin pAb
Remarques/Alias	PDK4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5166
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 312-411 du PDK4 humain (NP_002603.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16654
Poids Protéique	46kDa
Expédition	Sac de glace