

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pdk4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16654

Numéro d'article: CM0016813



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PDK4 de haute qualité, validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec le PDK4 humain, de souris et de rat (46 kDa). Idéal pour l'étude du métabolisme du glucose et des acides gras.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDK4 pAb de lapin
Remarques/Alias	PDK4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5166
GeneID	5166
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 102-411 du PDK4 humain (NP_002603.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q16654
Poids moléculaire	46 kDa
Expédition	Sac de glace