

Pdxk Lapin Mab Pour Wb, If/Icc, Elisa - 000764

Numéro d'article: CM0011704



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PDXK validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris, le rat. Idéal pour étudier le métabolisme de la vitamine B6, les enzymes dépendantes du PLP et la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 6C.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDXK Lapin mAb
Remarques/Alias	PKH, PNK, HMSN6C, PRED79, C21orf97, HEL-S-1a, C21orf124
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8566
GeneID	8566
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 213-312 de PDXK humain (NP_003672.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O00764
Poids protéique	27kDa/32kDa/35kDa
Expédition	Sac de glace