

Anticorps Monoclonal Anti-Cd94 Pe Pour Cytométrie En Flux - O54707

Numéro d'article: CM0009437

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre la CD94 de souris (Klrd1), validé pour la cytométrie en flux. Cible le récepteur inhibiteur des cellules NK pour la recherche sur les points de contrôle immunitaires et l'immunoncologie. Réagit croisée avec la souris. 21kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PE Lapin anti-Souris CD94 mAb
Remarques/Alias	CD94
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3824
GeneID	16643
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 59-179 de la CD94 de souris (NP_034784.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	O54707
Poids Protéique	21kDa
Expédition	Sac de glace