

Anticorps Monoclonal Anti-Cd15/Ssea-1 Humain Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - P22083

Numéro d'article: CM0004915

Introduction

Cet anticorps monoclonal de souris conjugué à la PE cible spécifiquement le CD15/SSEA-1 humain (FUT4), une glycosyltransférase qui génère l'antigène Lewis X. Idéal pour la détection par cytométrie en flux (FC). Numéro d'accès Swiss : P22083.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de souris anti-CD15/SSEA-1 humain conjugué à la PE
Remarques/Alias	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	2526
GeneID	2526
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P22083
Poids moléculaire de la protéine	59kDa
Expédition	Sac de glace