

## Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd171/L1Cam Conjugué Pe Pour Cytométrie En Flux - P32004

Numéro d'article: CM0011359



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué PE ciblant le CD171/L1CAM humain, validé pour la cytométrie en flux. Soutient la recherche sur l'adhésion cellulaire neuronale, le développement cérébral et les troubles neurologiques associés à L1CAM.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | AcM de lapin anti-humain CD171/L1CAM conjugué PE                                                                                    |
| Remarques/Alias    | S10 ; HSAS ; HYCX ; MASA ; MIC5 ; SPG1 ; CAML1 ; CD171 ; HSAS1 ; N-CAML1 ; NCAM-L1 ; N-CAM-L1                                       |
| Espèce             | Humain                                                                                                                              |
| GeneID (Humain)    | 3897                                                                                                                                |
| GeneID             | 3897                                                                                                                                |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-1120 du CD171/L1CAM humain (NP_000416.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                               |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                               |
| Application        | CF                                                                                                                                  |
| Réactivité croisée | Humain                                                                                                                              |
| SWISS              | P32004                                                                                                                              |
| Poids protéique    | 140kDa/139kDa                                                                                                                       |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                        |