


Anticorps Monoclonaux Anti-Humain Cd209/Dc-Sign Conjugués À La Pe Pour Cytométrie En Flux - Q9Nnx6

Numéro d'article: CM0009717



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD209/DC-SIGN humain, validé pour la cytométrie en flux. Convient à l'étude de la fonction des cellules dendritiques, de la reconnaissance des pathogènes et de la réponse immunitaire dans des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PE Lapin anti-Humain CD209/DC-SIGN mAb
Remarques/Alias	CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGN1; hDC-SIGN
Espèce	Humain
ID de Gène (humain)	30835
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 59-404 du CD209/DC-SIGN humain (NP_066978.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9NNX6
Poids Protéique	4kDa/18kDa/30kDa/33kDa/35kDa/37kDa/41kDa/43kDa/45kDa
Expédition	Sac de glace