


Anticorps Monoclonal Pe Anti-Humain Cd22 Pour Cytométrie En Flux - P20273

Numéro d'article: CM0004173



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD22 humain (Siglec-2), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'immunophénotypage des lymphocytes B, la recherche sur le lymphome et les études de signalisation du récepteur des cellules B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM PE lapin anti-humain CD22
Remarques / Alias	SIGLEC2; SIGLEC-2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	933
GeneID	933
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P20273
Poids de la protéine	95kDa
Expédition	Sac de glace