

Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd27 Conjugué Pe Pour Cytométrie En Flux - P26842

Numéro d'article: CM0006181



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD27 humain, un récepteur de point de contrôle immunitaire costimulateur exprimé sur les cellules T, les cellules B et les cellules NK. Validé pour la cytométrie en flux afin d'étudier l'activation des cellules T médiée par le CD27 et la formation de la mémoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	PE Lapin anti-Humain CD27 mAb
Remarques/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPF52
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	939
ID de Gène	939
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P26842
Poids Protéique	29kDa
Expédition	Sac de glace