

Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cr2/Cd21 Conjugué Pe Pour Fc - P20023

Numéro d'article: CM0004746



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre le CR2/CD21 humain, validé pour la cytométrie en flux. Cible le récepteur du complément de type 2 (récepteur C3d/EBV), un corécepteur des cellules B et médiateur d'entrée virale. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PE Lapin anti-Humain CR2/CD21 mAb
Remarques/Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	1380
ID de Gène	1380
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-971 du CD21 humain (NP_001868.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P20023
Poids Protéique	110kDa/113kDa/118kDa/119kDa
Expédition	Sac de glace