

Anticorps Monoclonal Anti-Met/C-Met Conjugué Au Pe Pour La Cytométrie En Flux - P08581

Numéro d'article: CM0010444



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE cible le Met/c-Met humain, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire (FC). L'immunogène recombinant (aa 25-932) assure la spécificité, soutenant les études en oncologie, développement et signalisation des récepteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Met/c-Met humain conjugué au PE
Remarques/Alias	DA11, HGFR, AUTS9, RCCP2, c-Met, DFN897
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4233
Identifiant du gène	4233
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-932 du Met/c-Met humain (NP_000236.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08581
Poids moléculaire de la protéine	156 kDa
Expédition	Sac de glace