

Ac M Anti-Souris Cd11C Conjugué Au Pe - Q9Qxh4

Numéro d'article: CM0005831

Introduction

Anticorps monoclonal d'hamster arménien conjugué au PE ciblant le CD11c de souris (Intégrine alpha-X). Conçu pour les applications de cytométrie en flux afin d'étudier les réponses inflammatoires, l'adhésion des monocytes et l'érythrophagocytose dans les modèles murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac m anti-souris CD11c conjugué au PE
Remarques/Alias	Cr4 ; N418 ; Cd11c
Espèce	Souris
GeneID (humain)	3687
GeneID	16411
Immunogène	Protéine recombinante du CD11c de souris
Source	Hamster arménien
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9QXH4
Poids moléculaire protéique	129 kDa
Expédition	Sac de glace