

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd38 Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - P56528

Numéro d'article: CM0008256



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE contre la CD38 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Utile pour étudier la signalisation médiée par la CD38, la mobilisation du calcium et l'activation des lymphocytes. SWISS : P56528.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-souris CD38 conjugué à la PE
Remarques/Alias	I-19 ; ADPRC 1 ; Cd38-rs1
Espèce	Souris
GeneID (humain)	952
GeneID	12494
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 45-304 de la CD38 de souris (NP_031672.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P56528
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace