

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd4 Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P06332

Numéro d'article: CM0009427

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre le CD4 de souris (L3T4, Ly-4). Validé pour la cytométrie en flux (FC). Convient pour l'identification des cellules T auxiliaires dans les études d'immunologie murine, le profilage immunitaire et le développement de dosages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris CD4 conjugué à la PE
Remarques/Alias	L3T4; Ly-4
Espèce	Souris
GeneID	12504
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-394 du CD4 de souris (NP_038516.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06332
Poids moléculaire	51kDa
Expédition	Sac de glace