

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd69 Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - P37217

Numéro d'article: CM0008528

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE, spécifique du CD69 de souris (SWISS P37217). Validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour étudier l'activation des lymphocytes T et l'homéostasie des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-souris CD69 conjugué à la PE
Remarques/Alias	AIM ; VEA ; 5830438K24Rik
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	969
Identifiant du gène	12515
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 64-199 du CD69 de souris (NP_001028294.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P37217
Poids moléculaire de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace