


Anticorps Monoclonal Anti-Mhc De Classe Ii (I-A/I-E) De Souris Conjugué Au Pe Pour La Cytométrie En Flux - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Numéro d'article: CM0009858



Introduction

Anticorps monoclonal de rat conjugué au PE ciblant les molécules MHC de classe II I-A/I-E de souris. Validé pour la cytométrie en flux, adapté à la recherche en immunologie et immuno-oncologie. Spécificité pour P18468, P06342, Q3U060, P14435.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de rat anti-MHC de classe II (I-A/I-E) de souris conjugué au PE
Remarques/Alias	Eb ; Ia4 ; H2Eb ; Ia-4 ; H-2Eb ; IAb ; Ia2 ; Ia-2 ; Abeta ; H-2Ab ; H2-Ab ; Rmcs1 ; I-Abeta ; Ia5 ; Ia-5 ; H-2Eb2 ; Iebeta2 ; A130038H09Rik ; Ia1 ; H2Aa ; Ia-1 ; H-2Aa ; Aalpha ; IAalpha ; I-Aalpha
Espèce	Souris
GeneID	14969/14961/381091/14960
Immunogène	Protéine recombinante du MHC de classe II (I-A/I-E) de souris
Source	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Poids moléculaire	30 kDa/32 kDa/26 kDa
Expédition	Sac de glace