

Anticorps Monoclonal Anti-Tcr Γ/Δ De Souris Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - Tcrdelta

Numéro d'article: CM0007817

Introduction

Anticorps monoclonal d'hamster arménien anti-TCR γ/δ de souris conjugué à la PE. Validé pour la cytométrie en flux, il convient à l'étude des populations de lymphocytes T $\gamma\delta$ dans le cadre de recherches sur le système immunitaire murin.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Ac m monoclonal anti-TCR γ/δ de souris conjugué à la PE
Remarques / Alias	Tcrdelta ; TCRGV1S1 ; TCRGV2S1 ; TCRGV3S1 ; TCRGV5S3
Espèce	Souris
ID du gène	110066/110067
Immunogène	Protéine recombinante du TCR γ/δ de souris
Source	Hamster arménien
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Souris
Expédition	Poche de glace