

Anticorps Monoclonal Anti-Souris/Humain Cd55 Conjugué Pe Pour Cytométrie En Flux - Q61475

Numéro d'article: CM0009296

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre le CD55 (DAF) de souris/humain, validé pour la cytométrie en flux. Cible le facteur d'accélération de la dégradation du complément, une protéine ancrée au GPI qui inhibe les convertases C3/C5. Idéal pour la recherche en immuno-oncologie et sur le complément.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PE Lapin anti-Souris/Humain CD55 mAb
Remarques/Alias	Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	1604
GenelD	13136
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-361 du CD55/DAF de souris (NP_034146.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q61475
Poids Protéique	42KDa
Expédition	Sac de glace