


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Vegfr-3/Flt-4 Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - P35916

Numéro d'article: CM0011762



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le VEGFR-3/FLT-4 humain. Immunogène recombinant (aa 25-776). Validé pour la détection par cytométrie en flux dans des échantillons humains. Idéal pour la recherche sur la lymphangiogenèse et la biologie vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-VEGFR-3/FLT-4 humain conjugué à la PE
Remarques/Alias	PCL, CHTD7, FLT-4, FLT41, LMPH1A, LMPHM1, VEGFR3, VEGFR-3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	2324
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25 à 776 du VEGFR3/FLT4 humain (NP_002011.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P35916
Poids de la protéine	153 kDa
Expédition	Sac de glace