

Pe-Cf594 Lapin Anti-Humain Bcl6 Mab - P41182

Numéro d'article: CM0009765



Introduction

Anticorps monoclonal conjugué ciblant le BCL6 humain pour la cytométrie en flux intracellulaire. Reconnaît le BCL6, un répresseur transcriptionnel essentiel pour les réactions des centres germinatifs, avec des applications en recherche en immunologie et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE-CF594 Lapin anti-Humain BCL6 mAb
Remarques/Alias	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	604
GeneID	604
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 235-350 du BCL6 humain (NP_001124317.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P41182
Poids moléculaire de la protéine	79kDa
Expédition	Sac de glace