


Pe-Cf594 Lapin Anti-Humain/Singe Cd69 Mab Pour Cytométrie En Flux - Q07108

Numéro d'article: CM0008663



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE-CF594 ciblant le CD69 humain et de singe, validé pour la cytométrie en flux. Détecte l'antigène d'activation précoce sur les cellules T, B, NK ; 23kDa ; réagit de manière croisée avec le cynomolgus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE-CF594 Lapin anti-Humain/Singe CD69 mAb
Remarques/Alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Espèce	Humain
GeneID (humain)	969
GeneID	969
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 78-199 du CD69 humain (NP_001772.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	Q07108
Poids de la protéine	23kDa
Expédition	Sac de glace