

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hla-Dr Humain/Singe Conjugué Au Pe-Cf594 Pour La Cytométrie En Flux - P01903

Numéro d'article: CM0009779



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE-CF594 dirigé contre la chaîne alpha du HLA-DR humain et du singe cynomolgus (P01903), optimisé pour la cytométrie en flux (FC). Permet la détection des cellules présentatrices d'antigènes exprimant le CMH de classe II dans la recherche en immunologie et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-HLA-DR Humain/Singe conjugué PE-CF594
Remarques/Alias	HLA-DRA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3122
GeneID	3122
Immunogène	Protéine recombinante du HLA-DR humain.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01903
Poids moléculaire protéique	29 kDa
Expédition	Sac de glace