

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain/Souris Pdgfr α /Cd140A Conjugué Pe-Cf594 Pour Fc - P16234

Numéro d'article: CM0005042



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE-CF594 dirigé contre le PDGFR α /CD140a humain et souris, validé pour la cytométrie en flux. Convient à l'étude de la signalisation du récepteur PDGF, de la prolifération cellulaire, du développement embryonnaire et à la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE-CF594 Lapin anti-Humain/Souris PDGFR α /CD140a mAb
Remarques/Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
Espèce	Humain/Souris
ID de gène (Humain)	5156
ID de gène	5156
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-524 du PDGFR α humain/souris (NP_006197.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P16234
Poids de la protéine	123kDa
Expédition	Sac de glace