

Anticorps Monoclonal Anti-Cd22 De Souris Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - P35329

Numéro d'article: CM0009149

Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin anti-CD22 de souris conjugué à la PE est conçu pour la cytométrie en flux. Il se lie au récepteur des cellules B CD22 (Siglec-2) et facilite l'identification ainsi que l'analyse fonctionnelle des cellules B dans les échantillons de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD22 de souris conjugué à la PE
Remarques/Alias	Lyb8 ; Lyb-8 ; A530093D23
Espèce	Souris
GeneID (humain)	933
GeneID	12483
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22 à 151 de CD22 de souris (NP_033975.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P35329
Poids de la protéine	89 kDa/93 kDa/97 kDa
Expédition	Sac de glace