

Anticorps Monoclonal Souris Anti-Humain Cd11B Pe Pour Fc - P11215

Numéro d'article: CM0004505



Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué à la PE ciblant le CD11b humain (Intégrine alpha-M, MAC-1) pour la cytométrie en flux. Spécifique du CD11b humain, un récepteur d'adhésion des leucocytes de 127 kDa impliqué dans l'immunité innée et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Souris anti-Humain CD11b mAb
Remarques/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3684
GeneID	3684
Immunogène	Un peptide synthétique dérivé du CD11b humain
Source	Souris
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P11215
Poids de la protéine	127kDa
Expédition	Sac de glace