

Anticorps Monoclonaux De Souris Anti-Humain Cd11C Conjugués À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P20702

Numéro d'article: CM0003993



Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué à la PE ciblant spécifiquement le CD11c humain (Intégrine alpha-X, ITGAX). Validé pour la cytométrie en flux (FC) et réactif croisé avec des échantillons humains. Utile pour l'étude de l'adhésion des monocytes, de la chimiotaxie et de l'érythrophagocytose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PE Souris anti-Humain CD11c mAb
Remarques/Alias	CD11C; SLEB6
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3687
Immunogène	Protéine recombinante du CD11c humain.
Source	Souris
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P20702
Poids Protéique	128kDa
Expédition	Sac de glace