

Anticorps Monoclonal Pe Souris Anti-Humain Cd15/Ssea-1 Pour Fc - P22083

Numéro d'article: CM0012294

Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué à la PE ciblant l'épitope humain CD15/SSEA-1 (FUT4), validé pour la cytométrie en flux. Adapté à la recherche en biologie des leucocytes, la caractérisation des cellules souches et les études d'adhésion médiée par les sélectines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Souris anti-Humain CD15/SSEA-1 mAb
Remarques / Alias	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2526
GeneID	2526
Immunogène	Peptide synthétique dérivé du CD15/SSEA-1 humain
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réaction croisée	Humain
SWISS	P22083
Poids de la protéine	59kDa
Expédition	Sac de glace