


Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Humain Cd1A Conjugué Au Pe Pour La Cytométrie En Flux - P06126

Numéro d'article: CM0005154



Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué au PE ciblant le CD1a humain, une molécule de présentation d'antigènes lipidiques, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour étudier l'activation des cellules NKT et la fonction des cellules dendritiques dans le cancer et les maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de souris anti-humain CD1a conjugué au PE
Remarques/Alias	R4 ; T6 ; CD1 ; FCB6 ; HTA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	909
GeneID	909
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique dérivé du CD1a humain.
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06126
Poids moléculaire de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace