

Anticorps Monoclonal De Souris Pe Anti-Cd3 Humain Pour Cytométrie En Flux - P07766

Numéro d'article: CM0011580



Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué au PE ciblant la chaîne epsilon du CD3 humain (UniProt : P07766). Convient à la détection des lymphocytes T et à l'immunophénotypage par cytométrie en flux. Ce réactif permet l'identification des lymphocytes T dans différents types d'échantillons. Réactivité d'espèce : humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de souris PE anti-CD3 humain
Remarques/Alias	T3E ; TCRE ; IMD18 ; CD3epsilon
Espèce	Humain
GenID (humain)	916
GenID	916
Immunogène	Protéine recombinante CD3 humaine
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P07766
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Avec un sac de glace