

Anticorps Monoclonal De Souris Pe Anti-Humain Cd42A Pour Fc - P14770

Numéro d'article: CM0010870



Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué à la PE ciblant le CD42a humain (GPIX). Pour l'analyse par cytométrie en flux (FC) de la glycoprotéine plaquettaire IX, une sous-unité du récepteur du facteur von Willebrand GPIb-V-IX. Validé pour les échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-humain CD42a de souris PE
Remarques/Alias	GPIX ; CD42a
Espèce	Humaine
ID du gène	2815
Immunogène	Protéine recombinante humaine CD42a.
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
Numéro d'accension SWISS	P14770
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac réfrigérant