

Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Cd45Ro Humain Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P08575

Numéro d'article: CM0012215



Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué à la PE ciblant CD45RO humain, une protéine tyrosine phosphatase C de type récepteur impliquée dans l'activation des lymphocytes T. Validé pour les applications de cytométrie en flux (FC), reconnaissant l'isoforme CD45RO humaine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de souris anti-CD45RO humain conjugué à la PE
Remarques/Alias	LCA ; LY5 ; B220 ; CD45 ; L-CA ; T200 ; CD45R ; GP180 ; IMD105
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	5788
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P08575
Poids moléculaire de la protéine	136 kDa
Expédition	Sac de glace