

## Anticorps Monoclonaux De Souris Anti-Humain Cd56 Conjugués À Pe Pour Cytométrie En Flux - P13591

Numéro d'article: CM0011175



### Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué à PE dirigé contre le CD56 humain (NCAM1), validé pour la cytométrie en flux (FC). Un outil fiable pour l'étude des cellules NK, de l'adhésion neuronale et des mécanismes d'entrée virale. - P13591

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | PE Souris anti-Humain CD56 mAb                                  |
| Remarques/Alias    | CD56; NCAM; MSK39                                               |
| Espèce             | Humain                                                          |
| ID de Gène         | 4684                                                            |
| Immunogène         | Peptide synthétique Un peptide synthétisé dérivé du CD56 humain |
| Source             | Souris                                                          |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                           |
| Application        | FC                                                              |
| Réactivité Croisée | Humain                                                          |
| SWISS              | P13591                                                          |
| Poids Protéique    | 40kDa/73kDa/80kDa/83kDa/93kDa/95kDa                             |
| Expédition         | Sac de glace                                                    |