

Anticorps Monoclonal Pe Souris Anti-Humain Cd56/Ncam1 Pour Cytométrie En Flux - P13591

Numéro d'article: CM0004433



Introduction

Anticorps monoclonal PE souris anti-humain CD56/NCAM1 destiné aux applications de cytométrie en flux. Détecte la molécule d'adhésion des cellules neurales 1 (NCAM1) de 95 kDa, qui est impliquée dans l'adhésion neuronale et l'entrée virale. Réagit de manière croisée avec l'espèce humaine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE souris anti-humain CD56/NCAM1
Remarques/Alias	CD56 ; NCAM ; MSK39
Espèce	Humain
Identifiant de gène	4684
Immunogène	Protéine recombinante de CD56/NCAM humain.
Origine	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13591
Poids de la protéine	95kDa
Expédition	Sac de glace