

Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Tcr Vδ2 Humain Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - P04234

Numéro d'article: CM0011013



Introduction

Optimisé pour la cytométrie en flux, cet anticorps monoclonal de souris conjugué à la PE contre le TCR Vδ2 humain offre une analyse fiable des sous-populations de lymphocytes T et une haute spécificité pour les échantillons humains en recherche immunologique, idéal pour les études sur les lymphocytes T gamma/delta.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de souris anti-TCR Vδ2 humain conjugué à la PE
Remarques/Alias	TCRD ; TRD@ ; TCRDV1
Espèce	Humain
GeneID	6964
Immunogène	Protéine recombinante du TCR Vδ2 humain
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04234
Poids moléculaire de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace