


Anticorps Monoclonaux De Souris Anti-Igg De Lapin (Fc) Conjugués À La Pe Pour Cyt Cytométrie - P01870

Numéro d'article: CM0006472



Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué à la PE ciblant la région Fc de l'IgG de lapin. Conçu pour la détection par cytométrie en flux des immunoglobulines de lapin dans la recherche immunologique et les tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PE Souris anti-Lapin IgG (Fc) mAb
Espèce	Lapin
Immunogène	Protéine Recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 96-323 de l'IgG de lapin (Fc) (P01870)
Source	Souris
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Lapin
SWISS	P01870
Poids Protéique	35kDa
Expédition	Sac de glace