

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-4-Hydroxynonéal (4-Hne) Pour Cytométrie En Flux

Numéro d'article: CM0000056

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à la PE ciblant le 4-Hydroxynonéal (4-HNE), un marqueur de la peroxydation lipidique. Adapté pour la cytométrie en flux intracellulaire (CF). Réactivité indépendante de l'espèce. Fourni par CamelBio pour l'approvisionnement en matières premières IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-4-Hydroxynonéal
Remarques/Alias	4-HNE
Immunogène	Composés chimiques correspondant au 4-Hydroxynonéal.
Origine	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Application	CF (intracellulaire)
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace