

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd25 De Poulet Conjugué À La Pe Pour Fc - Q90Wj4

Numéro d'article: CM0004552

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD25 de poulet (récepteur alpha de l'IL-2), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche en immunologie aviaire, les études sur les Treg et les investigations sur la tolérance immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-CD25 de poulet mAb
Remarques/Alias	CD25; IL2r; Ly-43; p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	3559
ID de gène	395294
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-190 du CD25 de poulet (NP_989927.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Poulet
SWISS	Q90WJ4
Poids moléculaire	24 kDa
Expédition	Sac de glace