

Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Cd19 Canin Conjugués À La Pe - Cd19

Numéro d'article: CM0008193

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité conjugué à la PE dirigé contre le CD19 canin, spécifiquement validé pour la cytométrie en flux. Convient à l'immunophénotypage des cellules B et à la surveillance immunitaire dans les modèles canins. Optimisé pour des performances fiables dans le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PE Lapin anti-CD19 Canin mAb
Espèce	Chien
ID de Gène (Humain)	930
ID de Gène	607898
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-299 du CD19 canin (XP_013969991.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Chien
Expédition	Sac de glace