

Pe Lapin Anti-G4S Linker Mab - G4S Linker

Numéro d'article: CM0009696

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le peptide de liaison G4S. Validé pour la cytométrie en flux (FC) avec une réactivité indépendante de l'espèce, adapté à la détection des protéines marquées G4S dans la recherche et le diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-G4S Linker mAb
Immunogène	Peptide synthétique (Un peptide synthétique dérivé du G4S Linker)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace