

Ac Mab De Lapin Anti-Igg De Chèvre (Fragment Fc) Conjugué À La Pe - Anticorps Pour Cytométrie En Flux

Numéro d'article: CM0012484

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE, spécifique du fragment Fc de l'IgG de chèvre. Conçu pour la cytométrie en flux, il offre une haute spécificité et une réactivité croisée minimale avec les autres espèces. Idéal pour la détection des anticorps de chèvre par immuno-essai.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin anti-IgG de chèvre (fragment Fc) conjugué à la PE
Espèce	Chèvre
Immunogène	Protéine recombinante du fragment Fc de l'IgG de chèvre
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Chèvre
Expédition	Sac réfrigérant