


## Anticorps Monoclonal Anti-Humain C5Ar1/Cd88 Conjugué À La Pe De Lapin Pour Fc - P21730

Numéro d'article: CM0009376



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité conjugué à la PE ciblant le C5AR1/CD88 humain. Spécifié pour la cytométrie en flux (FC). Pour la recherche sur l'inflammation, le chimiotactisme et la signalisation des GPCR. Fourniture de matière première IVD CamelBio.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | Anticorps monoclonal (mAb) de lapin PE anti-humain C5AR1/CD88                                                              |
| Remarques/Alias    | C5A ; C5AR ; C5R1 ; CD88                                                                                                   |
| Espèce             | Humain                                                                                                                     |
| GeneID (Humain)    | 728                                                                                                                        |
| GeneID             | 728                                                                                                                        |
| Immunogène         | Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 du C5AR1/CD88 humain (NP_001727.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                      |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                      |
| Application        | FC                                                                                                                         |
| Réactivité croisée | Humain                                                                                                                     |
| SWISS              | P21730                                                                                                                     |
| Poids protéique    | 39 kDa                                                                                                                     |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                               |