


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Calréticuline Humaine Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux Intracellulaire - P27797

Numéro d'article: CM0008827



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-calréticuline humaine conjugué à la PE pour la cytométrie en flux intracellulaire (FC). Cible la chaperonne du RE CALR (P27797), impliquée dans le repliement des protéines, la liaison au calcium et le contrôle qualité. Réagit avec les protéines humaines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-calréticuline humaine de lapin, conjugué à la PE
Remarques/alias	RO ; CRT ; SSA ; cC1qR ; HEL-S-99n
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	811
GenelD	811
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 335-417 de la calréticuline humaine (NP_004334.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intracellulaire)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P27797
Poids moléculaire de la protéine	48 kDa
Expédition	Avec poche de glace