

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Casr Humain Conjugué À La Pe Pour Fc - P41180

Numéro d'article: CM0008695



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CaSR humain (récepteur sensible au calcium extracellulaire ; SWISS : P41180, ~121 kDa). Validé pour la cytométrie en flux ; fourni comme matière première IVD pour le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CaSR humain conjugué à la PE
Remarques/Alias	CAR ; FHH ; FIH ; HHC ; EIG8 ; HHC1 ; NSHPT ; PCAR1 ; hCasR ; GPRC2A ; HYPOC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	846
GeneID	846
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 211-310 du CaSR humain (NP_000379.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P41180
Poids moléculaire de la protéine	121 kDa
Expédition	Sac de glace