


Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Humain Cd100/Sema4D Pour Cytométrie En Flux - Q92854

Numéro d'article: CM0010400



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant la CD100/SEMA4D humaine, validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît la sémaphorine-4D humaine, un récepteur de surface cellulaire impliqué dans la signalisation immunitaire et neuronale. Idéal pour la recherche en immunologie et en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-humain CD100/SEMA4D
Remarques / Alias	A8; GR3; BB18; CD100; COLL4; SEMA4; coll-4; C9orf164; M-sema-G
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10507
GeneID	10507
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22 à 734 de la sémaphorine-4D/CD100 humaine, NP_006369.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q92854
Poids de la protéine	82 kDa / 96 kDa
Expédition	Sac de glace