

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd101/Igsf2 Humain Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - Q93033

Numéro d'article: CM0007807

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE reconnaissant spécifiquement le CD101 humain (IGSF2), une glycoprotéine membranaire qui inhibe la prolifération des lymphocytes T. Validé pour la cytométrie en flux, il contribue à l'étude de la régulation des lymphocytes T et des marqueurs tumoraux.

[En savoir plus](#)